


- Лечение зубов и десен
- Художественная реставрация с использованием системы «Коффердам»\*
- Лечение корневых каналов с применением эндомотора и горячей гуттаперчи
- Сложное удаление зубов с применением физиодиспенсера
- Амбулаторные операции (резекция верхушки корня, коррекция гребня альвеолярного отростка, синус-лифтинг и др.)
- Хирургическая подготовка полости рта к протезированию (удаление экзостозов)
- Профессиональная гигиена полости рта с использованием аппарата «Air-flow»\*
- Укрепление подвижных зубов (временное шинирование)
- Рентгендиагностика
- Физиотерапевтические процедуры: электро- и фонофорез, УФО и УВЧ, магнитно-лазерная терапия, аппарат квантовой терапии «Рикта».

10-я городская стоматологическая поликлиника г. Минск оказывает на платной основе плановую и неотложную стоматологическую помощь гражданам любых государств независимо от места их проживания. Записаться на прием можно любым удобным способом: по телефону, лично или в сайте [smile-city.by](http://smile-city.by).

*«Здоровые зубы без боли и страха по честным ценам ! »*

## Коффердам



- ✓ коффердам – это салфетка из латекса, закрепленная на специальную рамку;
- ✓ применяется для изоляции тех зубов, с которыми собирается работать стоматолог;
- ✓ латексная защитная салфетка помогает полностью изолировать рабочую область от слюны, крови, других жидкостей и даже влаги при дыхании, которые нарушают условия и качество.

## X-Smart Plus (эндомотор)



- ✓ аппарат специально создан для механической обработки корневых каналов зубов;
- ✓ это мотор, обладающий как реципрокным, так и традиционным ротационным движением эндодонтического инструмента;
- ✓ он позволяет стоматологу чувствовать себя более комфортно при выполнении операции и полностью сконцентрировать свое внимание на пациенте за счет простоты использования и удобного обзора операционного поля;
- ✓ благодаря эндомотору X-Smart Plus лечение каналов становится еще более качественным и современным.

## Система Gutta Core (горячая гуттаперча)



- ✓ Инновационная obturционная технология от Dentsply - первый obtуратор на носителе из поперечно-сшитой гуттаперчи Gutta·Core;
- ✓ obtурация гуттаперчей с помощью носителя, является одним из самых популярных методов пломбирования корневых каналов, который широко используют во всем мире;
- ✓ данная методика пользуется заслуженным признанием ведущих авторитетов в области эндодонтии;
- ✓ эта простая и эффективная процедура значительно снижает рабочее время врача и одновременно обеспечивает полноценную объемную obtурацию, особенно в узких и анатомически сложных корневых каналах.

### Физиодиспенсер



- ✓ это многофункциональное устройство с несколькими режимами работы, применяемое в хирургической стоматологии;
- ✓ применение физиодиспенсера облегчает задачу стоматологов хирургов и имплантологов, создает оптимальные условия при проведении челюстно-лицевых операций разной направленности и степени сложности;
- ✓ сокращает период заживления лунки удаленного зуба и уменьшает риск возникновения осложнений.

### Временное шинирование зубов.

**Риббонд (Ribbond)** представляет собой ленту, которая фиксируется на зубы с помощью адгезивных свойств.

Применение этого материала показано для шинирования зубов в различных клинических ситуациях:

- ✓ наложение шинирующей конструкции при заболеваниях пародонта связанных с повышенной подвижностью зубов;



- ✓ использование в качестве основы при протезировании зубов после эндодонтического лечения;



- ✓ создание мостовидного протеза, в том числе и за один визит;



- ✓ укрепление композиционного материала;
- ✓ применение в качестве ретейнера после лечения у ортодонта;
- ✓ стабилизация положения зубов после травматических повреждений.